



GUIDE 5 CONSEILS POUR PATIENT STOMISÉ




Tous nos conseils en stomathérapie.



La maison **médicale**

VOTRE PARTENAIRE SANTÉ DE CONFIANCE

Située au cœur de Bondy (93140), La Maison Médicale est spécialisée dans le secteur du commerce de dispositifs médicaux. Depuis trois décennies, notre engagement inébranlable envers la santé et le bien-être nous a propulsé en tant que fournisseur de matériel médical de confiance, au service aussi bien des professionnels de santé que des particuliers.



NOUS NOUS ENGAGEONS À VOUS OFFRIR UN SERVICE DE QUALITÉ



Vaste gamme de matériel médical

Notre catalogue offre une gamme complète de dispositifs médicaux et de matériel médical pour tous les professionnels de santé. Des aiguilles et pansements à l'incontinence, en passant par des produits d'hygiène et de désinfection, etc...



Expertise en plaie et cicatrisation, stomie et urologie

Par la présence de notre stomathérapeute diplômée d'un DU cicatrisation, nous travaillons en étroite collaboration avec les soignants et optimisons vos prises en charge à domicile.



Qualité et rapidité de service.

Notre service client s'engage à vous répondre rapidement. Les livraisons sont effectuées dans les plus brefs délais.



Le tiers payant

Nous pratiquons le tiers payant pour les dispositifs médicaux remboursables par la sécurité sociale et les mutuelles, afin de garantir l'accessibilité aux soins.



CONTACTEZ-NOUS

Par email :

service-clients@lamaison-medicale.com

Par téléphone :

Du lundi au jeudi de 9h à 18h
Le vendredi de 9h à 17h

01 41 71 28 40

Localisation :

73 Avenue du 14 Juillet, 93140 Bondy (Bât. 12)

Scannez-moi



La Maison Médicale de Bondy



La Maison Médicale

01. ■ PRÉ-REQUIS



1

La stomie est une muqueuse, et non une plaie. En conséquence, prodiguer des soins d'hygiène appropriés sont d'une importance capitale.

2

Le patient stomisé peut prendre des douches ou des bains, comme n'importe qui d'autre, il peut le faire avec ou sans la poche. Ceci permet de maintenir une routine d'hygiène et de confort similaire à celle des personnes non stomisées.

3

Il est recommandé de nettoyer délicatement le contour péristomial avec de l'eau et du savon, en utilisant des gants de toilette ou des compresses non stériles.

Ce processus garantit une hygiène adéquate et contribue à la surveillance de la stomie.



02. PROTECTION DE LA PEAU

LE SPRAY PROTECTEUR :

Pour préserver l'état cutané, il est recommandé d'utiliser un **spray protecteur**. Il permet de garder l'intégrité de la peau malgré le contact avec les effluents, il constitue un film protecteur. Il peut être utilisé en préventif et en curatif.

LES ANNEAUX DE PROTECTION

On peut aussi appliquer un **anneau de protection** afin de prévenir les fuites et les irritations.

Ils sont conseillés pour border la stomie et renforcer l'étanchéité du système. Ce sont des protecteurs cutanés qui doivent être posés systématiquement si les selles sont liquides, afin d'éviter les fuites. Si le contour péristomial est brûlé, ils auront une fonction cicatrisante.

LA POUDRE PROTECTRICE :

La poudre est indiquée uniquement en cas de brûlure, afin d'absorber l'exsudat. Elle n'a aucun intérêt en prévention.

Ces soins permettent de maintenir un état cutané optimal et de garantir un confort d'appareillage.

NOTRE SÉLECTION DE SPRAYS PROTECTEURS* :



Brava Skin Barrier Spray

Coloplast



Esenta Spray Protector

Convatec



Askina Barrier Film protecteur cutané

B Braun

NOTRE SÉLECTION D'ANNEAUX* :



Anneau protecteur Brava

Coloplast



Anneau Freeseal

Eakin



Ally Rings

B Braun

NOTRE SÉLECTION DE POUDRE PROTECTRICE* :



Adapt Poudre

Hollister



Ally Powder

B.Braun



Poudre Brava

Coloplast

*Produits non LPPR

Retrouver l'ensemble des laboratoires sur laison-medicale.com.

03.

APPLICATION DU SUPPORT ET DE LA POCHE

ÉTAPE 1 :

Appliquer le support de bas en haut avec une découpe précise adaptée à la taille de la stomie.

ÉTAPE 2 :

Utiliser le modèle précédent ou les repères sur le socle pour guider la découpe.

ÉTAPE 3 :

Poser la poche sur le support.

NOS CONSEILS :

- La poche doit toujours être posée dans le sens de la jambe afin de faciliter l'écoulement des selles ou des urines.
- Les vêtements ne doivent pas serrer la stomie (ceinture) afin de ne pas créer de lésions.
- Des renforts peuvent être rajoutés autour du support afin d'élargir la surface d'adhésivité en fonction de la forme de votre abdomen. Leurs composants protecteurs cutanés éviteront les altérations cutanées liées au sparadrap.

NOTRE SÉLECTION DE POCHE* :



**Poche Eakin dot
2-pièces vidable**

Eakin



**Conform 2
poche Haut Débit**

Hollister



**Natura + poche
uro vidangeable**


Convatec

NOTRE SÉLECTION DE SUPPORTS* :



**Support
Flexima 3S**

B.Braun



**Support
Sensura Mio**

Coloplast



**Support
Conform 2**

Hollister

NOTRE SÉLECTION DE RENFORTS* :



**Renfort
Brava support plus**

Coloplast



**Renfort
Eakin contour**

Convatec



**Ally Wafer
extenders**

B Braun

*Produits LPPR

Retrouver l'ensemble des laboratoires sur lamaison-medicale.com.

04. POUR VOS PATIENTS



Conseiller aux patients de changer la poche **tous les jours** et de la **vider régulièrement**.



Changer, de préférence, la poche à **distance des repas**, à jeun. Afin d'éviter l'émission de selles pendant le soin.



Vérifier le contour de la stomie **régulièrement**, afin d'adapter au mieux votre soin.



Le spray retrait permet un **changement indolore**, il est conseillé de l'utiliser en pulvérisant simultanément au retrait.



Penser à bien **se laver les mains** avant et après le soin.



Conserver votre matériel à **température ambiante**.

NOTRE SÉLECTION DE SPRAYS RETRAIT D'ADHÉSIFS* :



**Adhesive remover
Spray**

B.Braun



**Adapt 7737
Adhesive remover**

Hollister



**Release
Adhesive remover**

Eakin

POUR UN SOIN PARFAIT DE VOTRE STOMIE** :



**Gants de toilettes
jetables**

Abena



**Compresse non
stériles non tissées**

Lohmann & Rauscher



**Aniosafe
Savon Doux**

Anios

VOS INDISPENSABLES** :



**Lingettes pour
toilette intime Brava**

Coloplast



**Aniosgel
85 NPC**

Anios



Ciseaux pour stomie

**Offerts à la première
livraison**

*Produits LPPR

**Produits non LPPR

Retrouver l'ensemble des laboratoires sur **lamaison-medicale.com**.



05.

CONTACT IMPORTANT

En cas de questions, d'altération du contour péristomial ou de fuite de la poche, contacter rapidement notre stomathérapeute.

Notre stomathérapeute :

06 60 25 38 86

Le standard :

01 41 71 28 40

service-clients@lamaison-medicale.com





La maison **médicale**

01 41 71 28 40

service-clients@laison-medicale.com

73 Avenue du 14 Juillet, 93140 Bondy (Bât. 12)